

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Robo1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6N7

Numero articolo: CM0018535



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ROBO1 umano, adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla guida assonale, lo sviluppo neurologico e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ROBO1 Rabbit pAb
Note/Alias	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6091
GeneID	6091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1452-1651 di ROBO1 umano (NP_002932.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6N7
Peso proteico	181kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio