

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rock1 Per Wb, Elisa - Q13464

Numero articolo: CM0002699



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-ROCK1 è validato per WB ed ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca su dinamica del citoscheletro, migrazione cellulare e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ROCK1 Rabbit mAb
Note/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Specie	Umano
ID Gene	6093
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 della ROCK1 umana (Q13464).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13464
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio