

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rock1 Per Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Numero articolo: CM0014899



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ROCK1 convalidato per WB, IP, IF-P, ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Regolatore chiave del citoscheletro di actina e della polarità cellulare, ideale per la ricerca sulla motilità cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ROCK1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6093
GeneID	6093
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 400-660 di ROCK1 umana (NP_005397.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13464
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio