

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rock1 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Numero articolo: CM0015011



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ROCK1 umano, validato mediante knockout, per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sul citoscheletro, la polarità cellulare e la segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo Policlonale di Coniglio ROCK1
Note/Alias	ROCK-I; P160ROCK; K1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6093
GeneID	6093
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-660 di ROCK1 umano (NP_005397.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q13464
Peso Proteico	158kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio