

Anticorpo Policlonale Anti-Rock2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075116

Numero articolo: CM0027442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ROCK2, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva ROCK2 di uomo, topo e ratto a ~161 kDa. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ROCK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ROCK-II; ROCK2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9475
ID Gene	9475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1109-1388 della ROCK2 umana (NP_004841.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075116
Peso Proteico	161 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio