


Anticorpo Policlonale Anti-Rogdi Per Wb, Elisa - Q9Gzn7

Numero articolo: CM0025354



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ROGDI umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche neuroscientifiche e studi su modelli di malattia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ROGDI Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KTZS; RAV2; ROGDI1; ROGDI
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79641
Gene ID	79641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di ROGDI umano (NP_078865.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9GZN7
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio