

Anticorpo Policlonale Anti-Rom1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03395

Numero articolo: CM0029850



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al ROM1 umano (TSPAN23), validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Per la ricerca retinica e gli studi sui segmenti esterni dei bastoncelli. Ottimizzato per uso IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	ROM1 Rabbit pAb
Note/Alias	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Specie	Umano
GeneID	6094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 126-263 del ROM1 umano (NP_000318.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q03395
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio