

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Romo1 Per Wb - P60602

Numero articolo: CM0010738

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che prende specificamente di mira la ROMO1 umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sulle ROS e sulla morfologia mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	[Validato KD] ROMO1 mAb di coniglio
Note/Alias	MTGM, MTGMP, C20orf52, bA353C18.2, ROMO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	140823
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-79 della ROMO1 umana (NP_542786.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60602
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio