


Anticorpo Policlonale Anti-Ror1 Per Wb, Elisa - Q01973

Numero articolo: CM0028354



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio ROR1 convalidato per Western blot e ELISA, cross-reattivo con ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt, recettori neurotrofici e ricerca sul cancro. Non coniugato, target 104kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ROR1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NTRKR1; dj537F10.1; ROR1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4919
Gene ID	4919
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-403 di ROR1 umano (NP_005003.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q01973
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio