

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ror2 Per Wb Ed Elisa - Q01974

Numero articolo: CM0012048



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ROR2 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con il topo. Utile per studi sulla condrogenesi, sull'osteogenesi e sulla segnalazione Wnt. Rileva una proteina di circa 105 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-ROR2                                                                                     |
| Note/Alias          | BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2                                                                                       |
| Specie              | Uomo                                                                                                          |
| ID del gene (umano) | 4920                                                                                                          |
| ID del gene         | 4920                                                                                                          |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ROR2 umano (Q01974). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                          |
| SWISS               | Q01974                                                                                                        |
| Peso della proteina | 105 kDa                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto refrigerante                                                                                        |