


Anticorpo Policlonale Anti-Ror2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q01974

Numero articolo: CM0024771



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a ROR2 umano, convalidato per WB ed ELISA. Riconosce ROR2 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Wnt, l'osteogenesi e lo sviluppo della cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ROR2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Specie	Umano
GeneID	4920
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 100-200 di ROR2 umano, NP_004551.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q01974
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio