


Anticorpo Policlonale Anti-Rora Per Wb, Elisa - P35398

Numero articolo: CM0026291



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RORA (P35398) validato per Western blot ed ELISA. Rileva RORA umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul ritmo circadiano, il metabolismo e la differenziazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RORA Rabbit pAb
Note/Alias	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6095
GeneID	6095
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 175-255 di RORA umano (NP_599023.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35398
Peso Proteico	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio