

Anticorpo Policlonale Anti-Rorc Per Wb, Elisa - P51449

Numero articolo: CM0013323



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RORC per WB ed ELISA. Rileva RORC umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del recettore nucleare ROR-gamma nella differenziazione delle cellule immunitarie, nel ritmo circadiano e nella regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RORC Rabbit pAb
Note/Alias	TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	6097
ID genico	6097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 223-312 di RORC umano (NP_005051.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51449
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio