

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rorβ Per Wb, Elisa - Q92753

Numero articolo: CM0002512

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato contro RORβ umano per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore nucleare ROR-beta, essenziale per il ritmo circadiano, la visione e lo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RORβ Rabbit mAb
Note/Alias	RZRB; EIG15; NR1F2; ROR-BETA; RZR-BETA; bA133M9.1; RORβ
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6096
GeneID	6096
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92753
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio