


Anticorpo Policlonale Anti-Rpa2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15927

Numero articolo: CM0022386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPA2 umano (RP-A p32), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Fondamentale per la replicazione del DNA e la risposta al danno del DNA. Ideale per lo studio della riparazione del DNA e della stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPA2 Rabbit pAb
Note/Alias	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; proteina di replicazione A2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6118
GeneID	6118
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-270 di RPA2 umano (NP_002937.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15927
Peso proteico	29kDa/30kDa/38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio