


Anticorpo Monoclonale Anti-Rpa32/Rpa2 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Numero articolo: CM0010715



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RPA32/RPA2 validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Essenziale per la replicazione del DNA e la riparazione dei danni. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RPA32/RPA2
Note/alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6118
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-270 della RPA32/RPA2 umana (NP_002937.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P15927
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante