

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rpa70/Rpa1 Per Wb, Ip, Elisa, Chip - P2766

Numero articolo: CM0005523



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante contro RPA70/RPA1 umano (P27694). Validato per WB, IP, ELISA, ChIP. Riconosce la proteina umana e del ratto. Utile per la ricerca sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPA70/RPA1 mAb Coniglio
Note/Alias	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6117
GeneID	6117
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di RPA70/RPA1 umano (P27694).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
WB, IP, ELISA, ChIP	
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P27694
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio