


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpa70/Rpa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

Numero articolo: CM0018051



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPA70/RPA1 umano (subunità da 70 kDa della proteina A della replicazione), validato per Western blot, immunohistochimica ed ELISA. Utile per lo studio della replicazione del DNA, della riparazione e della risposta al danno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPA70/RPA1 pAb di coniglio
Note/Alias	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6117
GeneID	6117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di RPA70/RPA1 umano (NP_002936.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P27694
Peso della proteina	68 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante