

Anticorpo Policlonale Anti-Rpap2 Per Wb E Elisa - Q8Ixx5

Numero articolo: CM0020294



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting RPAP2 umano (proteina associata all'RNA polimerasi II 2). Adatto per applicazioni WB ed ELISA. RPAP2 è una fosfatasi CTD coinvolta nella trascrizione snRNA e nella segnalazione dello stress ER. SWISS: Q8IXW5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPAP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Rtr1; C1orf82; RPAP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79871
GeneID	79871
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-612 di RPAP2 umano (Q8IXW5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8IXW5
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio