


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rpb1 Ctd Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0008479



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato a Rpb1 CTD, convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP ed ELISA. Rileva Rpb1 umano, murino e ratto (~217 kDa). Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione della RNA polimerasi II. Approvvigionamento IVD tutto in uno da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rpb1 CTD Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220
Specie	Umano
ID Gene	5430
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1611-1710 del Rpb1 CTD umano (NP_000928.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa/64 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio