


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpb3/Polr2C Per Wb, Ip, Elisa - P19387

Numero articolo: CM0020088



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la subunità RPB3 (POLR2C) della RNA polimerasi II dipendente dal DNA. Validato per WB, IP, ELISA su campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sulla trascrizione e sulla RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPB3/POLR2C Rabbit pAb
Note/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5432
Gene ID	5432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 di RPB3/POLR2C umano (NP_116558.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P19387
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio