

Anticorpo Policlonale Anti-Rpe Per Wb - Q96At9

Numero articolo: CM0016228



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Ribulosio-fosfato 3-epimerasi umana (RPE, Q96AT9). Adatto per Western blotting, immunofluorescenza e ELISA. Mostra reattività con campioni umani, di topo e di ratto. Rileva una banda prevista a 25kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPE pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RPE2-1; RPE
Specie	Umano
GeneID (umano)	6120
GeneID	6120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-228 della RPE umana (NP_954699.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AT9
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio