

Anticorpo Policlonale Anti-Rpe65 Per Wb E Elisa - Q16518

Numero articolo: CM0022579

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting RPE65 umano, validato per WB e ELISA. Cross-reagisce con il mouse. RPE65 è una isomeroidrolasi critica nel ciclo dei retinoidi, essenziale per la visione. Ideale per la ricerca sulle malattie retiniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPE65 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Specie	Umano
GeneID (umano)	6121
GeneID	6121
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 340-440 di RPE65 umano (NP_000320.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q16518
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio