

Anticorpo Policlonale Anti-Rpe65 Per Wb, If-P, Elisa - Q16518

Numero articolo: CM0025690

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-RPE65 validato per Western blot (WB), immunofluorescenza su paraffina (IF-P) e ELISA. Rileva l'isomeroidrolasi retinoidica umana, murine e ratto; ideale per la ricerca sul ciclo visivo e le malattie retiniche ereditarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPE65 Rabbit pAb
Note/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Specie	Umana
ID gene	6121
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 274-533 della RPE65 umana (NP_000320.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	Q16518
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio