


Anticorpo Policlonale Anti-Rpf2 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H7B2

Numero articolo: CM0023401



introduzione

Anticorpo Policlonale RPF2 Coniglio validato per Western blot e ELISA. Rileva RPF2 umano, murino e ratto, una proteina nucleolare coinvolta nell'assemblaggio della subunità grande dei ribosomi. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPF2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84154
GeneID	84154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-306 di RPF2 umano (NP_115570.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H7B2
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio