


Anticorpo Policlonale Anti-Rpgr Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Numero articolo: CM0024606



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'RPGR umano (Q92834) per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva l'RPGR umano, di topo e di ratto, una GEF fondamentale per il traffico ciliare e l'omeostasi retinica. Ideale per la ricerca sulla vista e le ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPGR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6103
ID gene	6103
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 dell'RPGR umano (NP_001030025.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92834
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio