

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rpgr Per Wb, If, Elisa - Q92834-6

Numero articolo: CM0006962

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro RPGR umano (isoforma 6). Validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle patologie ciliari e retiniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb RPGR di coniglio
Note/alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Specie	Umano
GeneID (umano)	6103
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di RPGR umano. (NP_001030025.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92834-6
Peso della proteina	52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa
Spedizione	Borsa refrigerante