

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpgrip1 Per If-P E Elisa - Q96Kn7

Numero articolo: CM0024081



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPGRIP1 umano per IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia una proteina di impalcatura essenziale per la funzione dei fotorecettori e la localizzazione ciliare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPGRIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; proteina 1 interagente con il regolatore GTPasi della retinite pigmentosa
Specie	Uomo
GenID (Uomo)	57096
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1091-1286 di RPGRIP1 umano (NP_065099.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96KN7
Peso proteico	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio