

Anticorpo Policlonale Anti-Rph3Al Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Une2

Numero articolo: CM0026466

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPH3AL (NOC2), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva RPH3AL umano e murino, una proteina effettrice di Rab fondamentale per l'esocitosi regolata nelle cellule endocrine ed esocrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPH3AL Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NOC2; RPH3AL
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 161-315 di RPH3AL umano (NP_008918.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UNE2
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio