

Anticorpo Policlonale Anti-Rpia Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49247

Numero articolo: CM0026717

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'RPIA umana (ribosio-5-fosfato isomerasi), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata nel topo e nel ratto. Ideale per studi sulla via dei pentoso fosfati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPIA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RPI; RPIAD; RPIA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22934
ID Gene	22934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 82-311 dell'RPIA umana (NP_653164.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49247
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio