


Anticorpo Monoclonale Anti-Rpl10A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Numero articolo: CM0003695



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la RPL10A umana (proteina ribosomiale 60S L10a). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione del ribosoma e la sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL10A Rabbit mAb
Note/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	4736
ID Gene	4736
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 della RPL10A umana (P62906)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62906
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio