


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpl10A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Numero articolo: CM0027989



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting RPL10A umano (proteina ribosomiale L10a), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sulla traduzione e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL10A Rabbit pAb
Note/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4736
Gene ID	4736
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di RPL10A umano (NP_009035.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62906
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio