


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl11 Per If/Icc, Elisa - P62913

Numero articolo: CM0015233



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-RPL11 di CamelBio è diretto contro la proteina ribosomiale umana L11 della subunità 60S (uL5). Validato per IF/ICC ed ELISA, è ideale per lo studio della biogenesi dei ribosomi, del controllo della traduzione e delle vie di segnalazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL11 Rabbit pAb
Note/alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6135
ID del gene	6135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-177 della RPL11 umana (NP_001186731.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P62913
Peso della proteina	20kDa
Spedizione	Borsa refrigerante