

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rpl11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Numero articolo: CM0005920



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RPL11 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA.

Reagisce con le specie umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi e gli studi sul pathway p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio RPL11
Note/Alias	L11, uL5, DBA7, GIG34
Specie	Umana
GeneID (Umano)	6135
GeneID	6135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 di RPL11 (NP_000966.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P62913
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio