


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Numero articolo: CM0030103



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPL11 umana (proteina uL5 della subunità ribosomiale maggiore), validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sulla biogenesi dei ribosomi, la sintesi proteica e la segnalazione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL11 Rabbit pAb
Note/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Specie	Umana
GenelD (Umano)	6135
GenelD	6135
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-177 di RPL11 (NP_001186731.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62913
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio