


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl13 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numero articolo: CM0026772



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale umana RPL13 (60S ribosomal protein L13). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla funzione ribosomiale e lo sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL13 Rabbit pAb
Note/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 della proteina RPL13 umana (NP_150254.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26373
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio