


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rpl13 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numero articolo: CM0005171



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia RPL13 (eL13) umano per Western blotting, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine ribosomali e sullo sviluppo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL13 Rabbit mAb
Note / Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Specie	Umana
ID gene (umano)	6137
ID gene	6137
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di RPL13 umano (NP_150254.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P26373
Peso proteico	18kDa/24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio