

Anticorpo Policlonale Anti-Rpl13 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Numero articolo: CM0026837



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a RPL13 umano (proteina ribosomiale 60S L13), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per studi sui ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL13 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6137
GeneID	6137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 di RPL13 umano (NP_150254.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P26373
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio