


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpl13A Per Wb, Elisa - P40429

Numero articolo: CM0018767



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RPL13A (uL13) umano. Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla funzione ribosomiale, regolazione della traduzione e complesso GAIT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL13A Rabbit pAb
Note/Alias	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23521
GeneID	23521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di RPL13A umano (NP_036555.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40429
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio