


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl14 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50914

Numero articolo: CM0027687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RPL14 per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Proteina ribosomiale eL14 da 23kDa, citoplasma. Immunogeno ricombinante. Ideale per studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL14 Rabbit pAb
Note/Alias	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9045
GeneID	9045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 di RPL14 umano (NP_003964.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50914
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio