


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpl17 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18621

Numero articolo: CM0026468



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RPL17 umano (proteina ribosomica 60S L17, alias L17, PD-1, uL22) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine ribosomiali e studi oncologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL17 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6139
GeneID	6139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 di RPL17 umano (NP_000976.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18621
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio