


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl18 Per Wb, Elisa - Q07020

Numero articolo: CM0013068



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla RPL18 umana (proteina ribosomiale 60S L18). Validato per Western blot ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio della biogenesi dei ribosomi, della sintesi proteica e dell'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPL18 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L18; eL18; DBA18; RPL18
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6141
Gene ID	6141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-188 della RPL18 umana (NP_000970.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07020
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio