


Anticorpo Policlonale Anti-Rpl19 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84098

Numero articolo: CM0023687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale umana RPL19 (proteina ribosomiale 60S L19). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL19 Rabbit pAb
Note/Alias	L19; eL19; RPL19
Specie	Umana
GenelD (Umano)	6143
GenelD	6143
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina RPL19 umana (NP_000972.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P84098
Peso Molecolare Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante