


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl21 - P46778

Numero articolo: CM0017868



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RPL21 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce RPL21 umano, di topo e di ratto. Utile per lo studio della funzione ribosomiale e della sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL21 Rabbit pAb
Note/Alias	L21; eL21; HYPT12; RPL21
Specie	Umana
GeneID (umano)	6144
GeneID	6144
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di RPL21 umano (NP_000973.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P46778
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio