


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl23 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62829

Numero articolo: CM0028856



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina ribosomiale 60S L23 (RPL23) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi di biologia dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL23 Rabbit pAb
Note/Alias	L23; uL14; rpl17; RPL23
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9349
GeneID	9349
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della RPL23 umana (NP_000969.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62829
Peso molecolare proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio