


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rpl24 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P83731

Numero articolo: CM0015039



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RPL24 umano (proteina ribosomiale L24). Validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva RPL24 umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-RPL24
Note/Alias	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6152
GeneID	6152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-157 di RPL24 umano (NP_000977.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P83731
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante