


Anticorpo Monoclonale Anti-Rpl26 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P61254

Numero articolo: CM0009618



introduzione

RPL26 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale ricombinante validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Riconosce RPL26 (proteina ribosomiale 60S L26) umana, di topo e di ratto, un componente centrale della subunità ribosomiale grande.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL26 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	L26; uL24; DBA11
Specie	Umana
GenelD (Umano)	6154
GenelD	6154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di RPL26 umano (NP_000978.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P61254
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio