

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpl26 (Rpl26/Ul24) Per Wb, If/Icc, Elisa - P61254

Numero articolo: CM0022517



### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio si lega a RPL26 umana (proteina della subunità ribosomiale grande uL24), ed è validato per WB, IF/ICC e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto, il che lo rende uno strumento utile per studi sulla sintesi ribosomiale e proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | RPL26 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias               | L26; uL24; DBA11; RPL26                                                                                                     |
| Specie                   | Umana                                                                                                                       |
| ID gene                  | 6154                                                                                                                        |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-95 di RPL26 umana (NP_000978.1) |
| Provenienza              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria                | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione             | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata      | Umana, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                    | P61254                                                                                                                      |
| Peso molecolare proteico | 17kDa                                                                                                                       |
| Spedizione               | Sacco di ghiaccio                                                                                                           |