

Anticorpo Monoclonale Anti-Rpl26L1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Unx3

Numero articolo: CM0010495

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RPL26L1 umano (uL24-like), rileva una proteina ribosomiale di 17 kDa. Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sui ribosomi e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPL26L1 Anticorpo monoclonale di coniglio (mAb)
Osservazioni/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51121
GeneID	51121
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di RPL26L1 umano (Q9UNX3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNX3
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio