

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rpl26L1 Per Wb & Elisa - Q9Unx3

Numero articolo: CM0030884

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting RPL26L1 umano (proteina ribosomiale uL24-like), reattivo in applicazioni WB e ELISA. Ideale per studiare la struttura del ribosoma, la sintesi proteica e la funzione di uL24 nella biologia della subunità maggiore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPL26L1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	51121
ID gene	51121
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di RPL26L1 umano (NP_057177.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9UNX3
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio